

植物由来の抗菌ポリマラップ®

植物由来の抗菌

plant-derived antibacterial Polyma Wrap

抗菌

ポリマラップ®

ピッタリつつむから汁物に最適。しっかり抗菌。

ピッタリつつむから汁物に最適。しっかり抗菌。

抗菌作用

地球にやさしい植物由来の抗菌剤を使用しています。
ラップ表面の菌の増殖を抑制、キッチンをより衛生的に。



SIAAマークはISO 22196により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。 SIAAコード：JP0122039A0001T

検査結果

検体>>	黄色ブドウ球菌	大腸菌	サルモネラ	腸炎ビブリオ
植物由来の抗菌ポリマラップ®	>3.8	>5.2	>4.4	>3.3

※抗菌JIS Z2801法に準じ、日本食品分析センターにて測定
※2.0以上で抗菌効果が認められる
※検査結果は測定値であり保証値ではありません

3種類のサイズ

電子レンジからフリーザーまで対応



食品衛生法に適合

ポリマラップ®は、食品衛生法に基づく食品、添加物等の規格基準に適合しています。

FSC認証



箱にのみ「FSC® 認証紙」を使用しています。

優れた密着性



PVC(塩化ビニル)ラップの一番の特長は密着性の良さです。
飲料、汁物、肉や魚の解凍などに最適なラップです。

優れた鮮度保持



適度な通気性と優れた防曇性で商品の鮮度を保ち、食の安全、安心のニーズに応えます。



商品仕様

商品写真	品名	個装箱	段ボール	
	規格	サイズ(幅×奥行×高さmm)	サイズ(幅×奥行×高さmm)	
	カッター刃タイプ	重さ	入数	重さ
	材質	JANコード	ITFコード	
		植物由来の抗菌ポリマラップ 22cm×100m BOXタイプ 金属刃 塩化ビニル樹脂	232×47×47 290g 4 974007 170447	306×256×249 30本 9.0kg 14974007170444
	植物由来の抗菌ポリマラップ 30cm×100m BOXタイプ 金属刃 塩化ビニル樹脂	312×48×48 390g 4 974007 170454	309×261×324 30本 12.0kg 14974007170451	
	植物由来の抗菌ポリマラップ 45cm×50m 外刃タイプ プラスチックカッター刃 塩化ビニル樹脂	466×43×43 350g 4 974007 170461	290×238×480 30本 10.9kg 14974007170468	

⚠️ 抗菌性能についての注意

- ・ラップ表面に付着した菌の繁殖を抑えます。
- ・食品中での菌の繁殖を抑えることができません。

⚠️ 使用上のご注意

食品包装用途以外には使用しないでください。

オープンや電子レンジのオープン機能では使用しない。

刃にふれますと手などをキズつけることがありますのでご注意ください。

ラップがくっついて引き出せなくなるため、コンロ、オープン等のそばには置かない。


乳幼児の手の届かないところに保管する。

- ・湿気の多いところに保管しない。
- ・においの強い品物のそばに保管しない。
- ・落下防止のため、高い場所、不安定な場所に置かない。



電子レンジで調理する場合

①ラップと食品が直接触れないように、深めの容器に入れてご使用ください。




②余分な蒸気を抜くために、小さな穴をあけてください。



引き出し箇所が見つからない時


セロハンテープで数か所触れながら探す。ツメや刃物で傷つけない。



使用後について

使用后、ミシン目によってひっぱると紙と刃が一緒にはがれます。刃はたたんで金属ゴミとしてお捨てください。

刃:金属
箱:紙箱



※場合によって規格仕様の変更の可能性がありますので予めご了承ください。

ShinEtsu 信越ポリマー株式会社
<https://www.shinpoly.co.jp>

ご連絡先

☎0120-56-5936

〒331-0811埼玉県さいたま市北区吉野町1-406-1

営業本部 営業第四部 第一グループ



- 本カタログに掲載されている信越ポリマーおよび信越ポリマー製品の名称は、当社又は当社の子会社・関連会社が有する登録商標、もしくは商標です。
- その他記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。